

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku do zespożeń jelitowych, w rozmiarach od 28 do 29 mm, ze skalą docisku w zakresie od 1,00do 2,5 mm. Zamawiający dopuszcza: stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Stapler z automatycznym dociskiem zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkanę, tworząc zespolenie okrężne. Średnica zewnętrzna: 28,4 mm i światło wewnętrzne: 18,2 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie			szt.	30				
2.	Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku do zespożeń jelitowych w rozmiarach od 31 do 33			szt.	30				

mm, ze skalą docisku w zakresie od 1,00do 2,5 mm. Zamawiający dopuszcza: stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku, wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Stapler z automatycznym dociskiem zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkanę, tworząc zespolenie okrężne. Średnica zewnętrzna: 31,5 mm i światło wewnętrzne: 21,4 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie									
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
data i podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy