

Oznaczenie sprawy: ZP-13/2021

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji aparatu do przyłóżkowego pomiaru krzepliwości ACT** dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 09.03.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o poniższych parametrach:

- aparat fabrycznie nowy
 - przystosowany do wykonania PILNYCH pomiarów
 - możliwość wykonania testów : PT-WB, PT-C, aPTT, c-ACT, c-ACT-LR.
 - waga aparatu jedyne 800 g
 - wymiary aparatu: 89 mmx86 mmx215mm
 - intuicyjny w użytkowaniu kolorowy, dotykowy wyświetlacz
 - zasilanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru
 - automatyczne wykrywanie testu
 - bateria wystarcza na 24h pracy ciągłej
 - kompatybilny z kartą magnetyczną PT-WB, PT-C, aPTT, c-ACT, c-ACT-LR.
 - możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych
 - czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi
 - zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s – 850 s
 - ilość potrzebna do badania 0,015 cc
 - automatyczny pomiar po zeskanowaniu karty magnetycznej
 - wykonanie autotestu przy aktywacji (nie wymaga zakupu dodatkowych elementów do kontroli i autotestu)
 - baza wewnętrzna na powyżej 500 pacjentów
 - możliwość podłączenia do innych urządzeń w szpitalu i przesyłania danych
- Aparat dedykowany jest do pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, radiologii zabiegowej i cieszy się bardzo dobrą opinią.

Ad. 1 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące specyfikacji zawarte w postępowaniu.

Pytanie 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o poniższych parametrach:

- jedna komora pomiarowa
- dwa detektory zlokalizowane w komorze pomiarowej – jeden pod kątem 0°, drugi pod kątem 90° w odniesieniu do próbki

- Zasilanie sieciowe
- Ekran do prezentacji pomiarów: 8 x 2.54 cm, tak by wynik pomiaru był bardzo dobrze widoczny dla personelu
- waga 3,5 kg
- Zakres pomiarowy min. 0-1500 sek
- Temperatura inkubacji próbówki: 36.5°- 37.5°C
- łatwość obsługi aparatu
- wymaga kalibracji raz w roku
- zasilanie na kabel
- kompatybilny z plastikową probówką zawierającą 3 aktywatory
- ilość krwi do badania 0,5 ml

Ad. 2 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące specyfikacji zawarte w postępowaniu.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert